



ブランド名

A&D

商品名

電動ピペット

型式

MPA-10

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

高精度 個人による分注量のばらつきを減少。高い再現性を確保
高速分注 設定した量を正確に吸引・吐出
らくらく操作 親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作
有機溶剤・酸性にも強い有機溶剤の使用に耐える設計
目的に合わせた5つのモード設定
連続分注モード (MD) : 1回の吸引で、等量分注が可能
混合モード (MIX) : ワンプッシュで設定した容量×回数でピペッティング
分注混合モード (AUTO+MIX) : 分注後に続けて混合 (攪拌)
シーケンシャル吸引モード (SA) : 異なる液体を設定した容量で吸引した後、全量吐出
シーケンシャル排出モード (SD) : 同一サンプルを異なる容量に分注
捨て分注不要 独自のプレディスプレイ機能により、最初の捨て分注不要
質量 (mg) モード (特許申請中) 粉体と液体の混合に便利

スペック

サイズ : 全長 約280mm
孔径 :
色 :
精度 : $\pm 4.0\%$ (1.0 μL)
 $\pm 1.0\%$ (10.0 μL)