



ブランド名

A&D

商品名

電動ピペット

型式

MPA-1200

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

高精度 個人による分注量のばらつきを減少。高い再現性を確保  
高速分注 設定した量を正確に吸引・吐出  
らくらく操作 親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作  
有機溶剤・酸性にも強い有機溶剤の使用に耐える設計  
目的に合わせた5つのモード設定  
連続分注モード (MD) : 1回の吸引で、等量分注が可能  
混合モード (MIX) : ワンプッシュで設定した容量×回数でピペッティング  
分注混合モード (AUTO+MIX) : 分注後に続けて混合 (攪拌)  
シーケンシャル吸引モード (SA) : 異なる液体を設定した容量で吸引した後、全量吐出  
シーケンシャル排出モード (SD) : 同一サンプルを異なる容量に分注  
捨て分注不要 独自のプレディスプレイ機能により、最初の捨て分注不要  
質量 (mg) モード (特許申請中) 粉体と液体の混合に便利

#### スペック

サイズ : 全長 約280mm  
孔径 :  
色 :  
精度 :  $\pm 2.5\%$  (100  $\mu$ L)  
 $\pm 0.5\%$  (1200  $\mu$ L)