

スリーエム ジャパン(株)

3M™クリーントレース™アレルギースクリーニング用タンパク残留測定スワブALLTEC60



ブランド名

3M

商品名

3M™クリーントレース™アレルギースクリーニング用  
タンパク残留測定スワブ

型式

ALLTEC60

品番

7010604403

※この画像はシリーズ代表画像になります。

製造ラインや器具器材の洗浄後にタンパク質の残留を測定します。タンパク質の残留を確認することによりアレルギーのコンタミネーションリスクを低減させることができます。

スワブで拭き取り、試薬と反応させ、加熱後(55℃で15分、37℃で45分)の色の变化(緑、灰色、紫色)で洗浄レベルが確認できます。

最少3μgの残留タンパクが確認できますので、アレルギーの混入リスクを管理できます。

輸送条件：常温

タンパク質を高感度で検出しますので、製造ラインでのアレルギーのコンタミネーションリスクを簡単に、低コストで管理できます。

#### スペック

テープ幅：

長さ：

色：

厚さ：

粘着力：